

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Datum: 12.12.2012

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

PERFEKTAN ENDO

DESINFEKTIONSMITTEL ZUR ENDOSKOP- UND INSTRUMENTENAUFBEREITUNG

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Verursacht Verätzungen.

Sehr giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Behälter fest verschlossen halten.

Empfohlene Schutzausrüstung:

Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille

Handschutz: Schutzhandschuhe (Butyl-, Fluorkautschuk)


Körperschutz: Langärmelige Arbeitskleidung

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Brandbekämpfung: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Für ausreichende Lüftung sorgen. Bei Entwicklung von Dämpfen Atemschutz verwenden. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeignetem Behälter entsorgen.

ERSTE HILFE



Unfalltelefon:

Ersthelfer:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen und bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen.

Nach Verschlucken: Kein Erbrechen einleiten. Mund ausspülen. Viel Wasser zu trinken geben und Arzt verständigen. Bei Erbrechen Erstickengefahr durch schäumende Bestandteile.

Nach Augenkontakt: Augen mit viel Wasser ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Augenarzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise: Konzentrat nicht in Oberflächenwasser/Kanalisation gelangen lassen. Die Wiederverwertung (Recycling) ist der Entsorgung vorzuziehen. Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften verbrannt werden.