

BETRIEBSANWEISUNG

gem. § 14 GefStoffV

Datum: 20.05.2008

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

DESCOTON FORTE

INSTRUMENTENDESINFektionsMITTEL

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der Haut.

Reizt die Atmungsorgane und die Haut.

Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.

Gefahr ernster Augenschäden.

Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt möglich.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



Behälter fest verschlossen halten.

Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden.

Bei der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

Hände vor Pausen und sofort nach Handhabung des Produkts waschen.

Empfohlene Schutzausrüstung:

Körperschutz: Langärmelige Arbeitskleidung

Handschutz: Schutzhandschuhe (Nitril-, Butyl-Kautschuk)

Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschutz

VERHALTEN IM GEFAHRENFALL

Brandbekämpfung: Löschmaßnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Produkt selbst brennt nicht.

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und in geeignetem Behälter entsorgen.

ERSTE HILFE



Unfalltelefon:

Ersthelfer:

Allgemeine Hinweise: Beschmutzte oder getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen.

Nach Einatmen: Betroffene Person an die frische Luft bringen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Seife und viel Wasser abwaschen. Bei anhaltender Hautreizung Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken: Keinen Brechreiz auslösen. Viel Wasser zu trinken geben und Arzt verständigen.

Nach Augenkontakt: Augen mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Augenarzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Allgemeine Hinweise: Konzentrat nicht in Gewässer gelangen lassen.

Restentleerte Verpackungen können über die örtliche Wiederverwertung entsorgt werden.