



Alere HCG- Schwangerschaftstest

KASSETTENTEST

Für den qualitativen Nachweis von hCG in Urin. Eine Schwangerschaft wird bereits ab ≥ 25 mIU/ml im Urin angezeigt. Das Ergebnis kann bereits nach 4 Minuten abgelesen werden (es bilden sich pinkfarbene Linien).

Nur für Fachpersonal.

Lagerung bei 2 - 30 °C

Packungsinhalt:

einzelnen eingeschaltete Testkassetten, Einwegpipetten

Günstige Alternative:

[Cleartest® HCG - Schwangerschafts-Teststreifen](#)

Type	PZN	VE	REF
Alere HCG	00357937	20 Tests	C3 1003