




Ambu® Blue Sensor® Elektrode > VL-00-S

Spezial-Elektrode für den Intensiv-Kardiologie- und Notfalleinsatz.

Mit exzentrischem Druckknopf-Anschluß und 2 Klebezonen: Der innere Ring zur Fixierung am Meßpunkt und durch microporöse Klebung am Außenrand.

Ideal auch bei feuchter Umgebung.

Gel: Nassgel – Trägermaterial: Vlies – Sensor: Silber/Silberchlorid



Type	Maße	UK	VE	REF
VL-00-S	Ø 68 mm	1000 Stück	25 Stück	H5 03150