



Cleartest® CRP (10/30)

SCHNELLTEST FÜR DEN SEMIQUANTITATIVEN NACHWEIS VON CrP IN VOLLBLUT, SERUM ODER PLASMA

Zum Nachweis von Entzündungen u. a. durch bakterielle Infektionen oder Arteriosklerose.

Für die professionelle In-vitro-Diagnostik.

Auswertung nach 5 Minuten. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Für den Test mit Vollblut benötigen Sie nur noch einen Probensammelbehälter (für venöses Vollblut) oder eine Lanzette (für Vollblutproben aus der Fingerbeere).

Hinweis:

Bitte verwenden Sie unsere preiswerten Minipet Microliter Pipetten (10 µl), REF: A2 561013 zum Aufziehen des Vollblutes.

Type	PZN	VE	REF
CrP (10/30)	06968553	10 Teste	C3 401030