



Cleartest® D-Dimer

SCHNELLTEST FÜR DEN QUALITATIVEN NACHWEIS VON D-DIMER IN VOLLBLUT, KAPILLARBLUT ODER PLASMA, KEIN EDTA-BLUT!

Bei der Spaltung des Proteins Fibrin, das für die plasmatische Blutgerinnung eine entscheidene Bedeutung hat, entsteht das Produkt D-Dimer. Setzt im Körper eine Blutgerinnung ein, steigt die Konzentration des D-Dimers im Blut. Dieser Test ermöglicht den Ausschluss einer Lungenembolie (LE), tiefer Venenthrombosen (TVT) oder einer disseminierten intravasalen Koagulopathie (DIC).

Die Nachweisgrenze liegt bei 80 ng/ml.

Auswertung exakt nach 10 Minuten. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Jetzt mit einzelnen Portionsfläschchen für die Pufferlösung,

dadurch keine Verschleppung und für jede Kassette ausreichend Reagenz.

Wichtiger Hinweis: Bei Patienten mit akutem Thoraxschmerz und Atemnot weisen ein erhöhter Wert für D-Dimer und das Fehlen typischer Herzmarkerveränderungen auf eine Lungenembolie hin.

JETZT NEU:

Bei der 1er und 5er Testpackung erhalten Sie ab sofort je Test eine Variosafe Sicherheitslanzette (A2 2000) kostenlos dazu. In Kürze optimierte Abarbeitung.

Type	PZN	VE	REF
D-Dimer	06690833	1 Test	C3 0501-E
D-Dimer	06690856	5 Teste	C3 0501-5
D-Dimer	06690862	10 Teste	C3 0501-10