



Cleartest® HCG - Schwangerschafts-Teststreifen

EINZELN EINGESIEGELT

Hochsensibler Streifentest:

- Anzeigend ab 25 mIU/ml HCG im Urin
- Anzeige bereits am 1. Tag nach Ausbleiben der Regel
- Mit eingebauter Qualitätskontrolle
- Besonders preiswert
- Kaum Verpackung, umweltfreundlich, kinderleicht und schnell zu benutzen
- Streifenformat (4 mm), besonders handlich
- Im sicheren Alubeutel, einzeln verpackt
- Auswertbar nach 3 - 5 Minuten
- Probenmaterial: Urin

So einfach ist die Auswertung:

CLEARTEST®-Streifentest bis zur Markierung in Urin stellen und nach 3 - 5 Minuten ablesen.

Lagerung bei 4 - 30 °C

Type	PZN	VE	REF
HCG Teststreifen	00358345	20 Teste	C3 20