



Cleartest® Mononucleose

Test für den qualitativen Nachweis von Antikörpern der infektiösen Mononucleose (sog. Pfeiffersches Drüsenfieber, Epstein-Barr-Virus) aus Vollblut, Serum oder Plasma.

Diese problematische Erkrankung tritt immer wieder auf und wird oft nicht oder zu spät erkannt, vor allem bei Kindern und Jugendlichen.

- Genau interpretierbare Farbstreifen
- Eingebaute Testkontrolle

Auswertung nach 5 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.



Type	PZN	VE	REF
Mononucleose	09746014	10 Teste	C3 11540-10
Mononucleose	04031339	25 Teste	C3 11540