



Cleartest® Pylori - AK

FÜR DEN QUALITATIVEN NACHWEIS VON HELICOBACTER PYLORI ANTIKÖRPERN

Direkt aus Vollblut, Plasma oder Serum. Helicobacter pylori hat sich als Hauptursache für die Entstehung von Magengeschwüren herausgestellt. Dieses Bakterium ist auch verantwortlich für ein steigendes Risiko an Magenkrebs zu erkranken.

Die WHO hat Helicobacter pylori als Risikofaktor Gruppe I für derartige Erkrankungen eingestuft. Jedes Jahr erhalten große Teile der Bevölkerung teure Mittel, welche die Symptome zeitweise reduzieren, die Erkrankung jedoch nicht heilen.

Mit diesem Schnelltest wird eine länger existierende Erkrankung an Helicobacter pylori festgestellt, da dann Antikörper im Blut vorhanden sind.

Auswertung nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Type	PZN	VE	REF
Pylori Testkassetten	01242596	10 Teste	C3 00910
Pylori Testkassetten	03011659	20 Teste	C3 00920
Pylori Testkassetten	03011665	30 Teste	C3 00930