



Cleartest® Strep A Kassettentest

Der schnelle Antigen Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.

Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur

1 Streifen erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an. |Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur. Lagerung bei 2 - 30 °C.

Type	PZN	VE	REF
Strep A Kassettentest	09746020	5 Teste	C3 10343-05
Strep A Kassettentest	02886433	20 Teste	C3 10343-20