



Cleartest® Strep A Teststreifen

Der schnelle Antigen Test zum qualitativen Nachweis von Streptokokken der Gruppe A in Rachenabstrichen.

Leicht ablesbar: 2 Farblinien zeigen ein Positiv-Resultat an; wenn nur

1 Streifen erscheint = negatives Ergebnis. Eine Kontrolllinie zeigt die richtige Durchführung des Testes an.

Auswertung nach 5 Minuten, Anwendung bei Raumtemperatur. Lagerung bei 2 - 30 °C.



Type	PZN	VE	REF
Strep A Teststreifen	01242573	10 Teste	C3 10343-10
Strep A Teststreifen	00357848	25 Teste	C3 10343