



Cleartest® Troponin I

Dieser Test ist ein schneller, visueller Immunoassay für den qualitativen Nachweis von menschlichem Troponin I in Vollblut, Kapillarblut, Serum oder Plasma.

Der CLEARTEST® TROPONIN I-Test ist ideal für die Diagnose eines akuten Koronarsyndroms. Nach einem Herzinfarkt sind die cardialen Troponine (cTn - T und - I) im Blut ab etwa 3 bis 8 Stunden nach Beginn der Schmerzen nachweisbar.

Troponin T nach etwa 3 Stunden (wird häufig in Krankenhäusern gemessen!)

Troponin I kommt nach ca. 8 Stunden und bleibt dann etwa 7 - 10 Tage nachweisbar.

Die Nachweisgrenze des Testes beträgt 0,5 ng/ml.

Die Auswertung erfolgt nach 10 Minuten.

Lagerung bei 2 - 30 °C.

Jetzt mit einzelnen Portionsflaschen für die Pufferlösung, dadurch keine Verschleppung und für jede Kassette ausreichend Reagenz.

Type	PZN	VE	REF
Troponin I	09631989	1 Test	C3 26001V
Troponin I	09436153	2 Teste	C3 26002V
Troponin I	02470448	5 Teste	C3 26005V
Troponin I	03361218	10 Teste	C3 26010V
Troponin I	06681567	20 Teste	C3 26020V