



## Discardit II Einmalspritzen BD

2-teilige Spritzen mit glasklarem Spritzenzylinder durch den der Inhalt besser zu erkennen ist. Durch die leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung kann sicher und genau appliziert werden. Der Rückhaltering verhindert das versehentliche Herausziehen des Kolbens. Mit gut ablesbarer und wischfester Skalenqualität.



| Volumen                                 | PZN      | VE        | REF       |
|-----------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| 2 ml zentrisch, unterteilt in 0,1 ml    | 03626800 | 100 Stück | I3 300928 |
| 5 ml exzentrisch, unterteilt in 0,2 ml  | 03626817 | 100 Stück | I3 309050 |
| 10 ml exzentrisch, unterteilt in 0,5 ml | 03626823 | 100 Stück | I3 309110 |
| 20 ml exzentrisch, unterteilt in 1 ml   | 07358756 | 80 Stück  | I3 300296 |