

Eclipse Sicherheitsinjektionskanülen - BD

Sicherheitskanüle mit SmartSlip™-Technologie. Ein vollintegrierter Kanülenschutzschild wird sofort nach Beendigung der Injektion mit einer Hand aktiviert und rastet mit einem Klick irreversibel über der Kanüle ein.

- Die einzigartige SmartSlip™-Technologie verbindet die BD Eclipse™ Kanülen sicher mit dem Luer-Ansatz der Spritze
- BD Eclipse™ Kanülen sind mit allen Luer- und Luer-Lock-Ansätzen sicher zu verwenden

Gauge	Länge x Ø	Farbcode	PZN	VE	REF
20 G x 1"	25 x 0,90 mm	gelb	05012137	100 Stück	I4 305899
21 G x 1"	25 x 0,80 mm	grün	05012054	100 Stück	I4 305894
21 G x 1 1/2"	40 x 0,80 mm	grün	04219652	100 Stück	I4 305895
23 G x 1"	25 x 0,60 mm	blau	04219617	100 Stück	I4 305892
25 G x 5/8"	16 x 0,50 mm	orange	04219646	100 Stück	I4 305760
27 G x 1/2"	13 x 0,40 mm	grau	05012031	100 Stück	I4 305770
30 G x 1/2"	13 x 0,30 mm	gelb	05012172	100 Stück	I4 305771