



Eclipse Sicherheitskanüle - BD

Sicherheitskanüle für die venöse Blutentnahme

- Schutz vor Nadelstichverletzungen nach Aktivierung des vollintegrierten Schutzschildes
- Doppelter Verschlussmechanismus
- Anwendung der gewohnten Einhand-Punktionstechnik
- Keine zusätzlichen Arbeitsschritte erforderlich
- Kompatibilität mit allen anderen BD Vacutainer Produkten (Halter und Röhrchen)

Integriertes Schutzschild:

- Die Kanüle ist sicher umschlossen, sobald das lilafarbene Schutzschild aktiviert ist
- Das Schutzschild ist direkt auf der Kanüle angebracht und entsprechend dem Kanülenschliff orientiert

Gauge	Länge x Ø	Farbcode	VE	REF
21 G x 1 1/4"	32 x 0,80 mm	grün	48 Stück	I4 368609
22 G x 1 1/4"	32 x 0,70 mm	schwarz	48 Stück	I4 368610