



Gigasept® FF (Neu)

Gigasept FF (neu) ist ein auf Bernsteinsäuredialdehyd basierendes Präparat zur kombinierten Desinfektion und Reinigung. Es kann bei Bedarf mit dem Reinigungsverstärker für Gigasept FF (neu) abgemischt werden. Hervorragende Materialverträglichkeit, 7 Tage Standzeit. Für die manuelle Desinfektion und desinfizierende Vorreinigung von chirurgischen Instrumenten und empfindlichen, medizinischen Instrumenten. Besonders geeignet für thermolabile und thermostabile Endoskope (flexibel und starr) wie Ultraschallsonden.

Type	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
2 Liter Praxisflasche	125502	05963915	1 Stück	E2 1001FF
5 Liter Kanister	125503	05963921	1 Stück	E2 1002FF
2 Liter Reinigungsverstärker	177002	03827094	1 Stück	E2 1003