



Harn Diagnostik von Bayer / Siemens

Zuverlässige Ergebnisse für eine sichere Urindiagnose, seit vielen Jahren bewährt.



Type	PZN	VE	REF									
Geräteauswertung												
Multistix 8 SG für Cinitec Geräte	03389932	100 Teste	C2 23042									
Multistix 10 SG für Cinitec Geräte	03188642	100 Teste	C2 23000									
Multistix 5	07376300	50 Teste	C2 23083									
Clinitek Microalbumin 2	00235714	25 Teste	C2 20832									
Visuelle Geräteauswertung												
N-Neostix	02501692	50 Teste	C2 28256									
Uristix	01266183	50 Teste	C2 28579									
Microalbustix	00574296	25 Teste	C2 20877									
Albustix	01266154	50 Teste	C2 28728									
Labstix	04008257	100 Teste	C2 2810									
Hemastix	04008286	50 Teste	C2 2816									
Keto-Diastix	01437785	50 Teste	C2 28835									
REF	(Mikro) Albumin ¹	Kreatinin ¹	Spez. Gewicht ¹	ph-Wert ¹	Protein ¹	Glucose ¹	Keton ¹	Leucozyten ¹	Blut ¹	Nitrit ²	Bilirubin ²	Urobilinogen ¹
C2 23042			x	x	x	x	x	x	x			
C2 23000			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C2 23083					x	x		x	x			
C2 20832	x	x										
C2 28256					x	x			x	x		
C2 28579					x	x						
C2 20877	x	x										
C2 28728					x							
C2 2810				x	x	x	x		x			
C2 2816									x			
C2 28835							x					