



Mediprick Allergielanzetten

Für die Durchführung von Allergietests ist eine spezielle Lanzette mit geringer Einstichtiefe (0,9 mm) notwendig. Die Mediprick Allergietest-Lanzette besteht aus rostfreiem, elastischem Federspezialstahl mit knickfreiem Schaft, einzeln steril versiegelt. Durch die speziell geformte Spitze mit genau definierter Einstichtiefe können die Allergietest-Substanzen eingebracht werden.



PZN

00737611

VE

200 Stück

REF

B2 0111