



Meditip Clean Watteträger

mit einseitigem Wattekopf

- Holzschaft Ø = 2,2 mm
- Kleinem Wattekopf Ø = 4 mm
- Fest gewickelte Spitzenqualität

Diese Watteträger werden vor dem Verpacken sterilisiert -daher keimreduziert zu Ihrer Sicherheit und der Ihrer Patienten!

Beutel: 100 Stück

Karton: 1000 Stück



Type	PZN	VE	REF
150 mm lang	05956482	1000 Stück	G8 0215
230 mm lang	05956430	1000 Stück	G8 0223