



## Mollelast haft latexfrei Lohmann & Rauscher

Weich, fixierend, latexfrei (56 % Viskose, 44 % Polyamid, mit einer synthetischen Mikrobeschichtung). Speziell für den niedergelassenen Bereich wurde eine verbesserte Variante der bewährten Mollelast haft Fixierbinde entwickelt. Unsere beliebte kohäsive Fixierbinde Mollelast haft latexfrei verbindet jetzt noch besser Sicherheit und leichte Handhabung. Die neue, dichte Gewebestruktur ist spürbar weicher und angenehm zu tragen. Mollelast haft latexfrei lässt sich leicht abrollen, gewährleistet aber zugleich eine hohe Haftkraft für eine sichere Fixierung. Stabile Webkanten verhindern die Fadenbildung durch einen hochwertigen Randabschluss. Für Anwender und Patienten ist die Applikation damit noch einfacher.

| Maße                                  | PZN      | VE      | REF      |
|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| <b>weiß, einzeln in Faltschachtel</b> |          |         |          |
| 4 cm x 4 m                            | 09886092 | 1 Stück | L2 33530 |
| 6 cm x 4 m                            | 09886100 | 1 Stück | L2 33531 |
| 8 cm x 4 m                            | 09886117 | 1 Stück | L2 33532 |
| 10 cm x 4 m                           | 09886123 | 1 Stück | L2 33533 |
| 12 cm x 4 m                           | 09886146 | 1 Stück | L2 33534 |
| 4 cm x 20 m                           | 09886152 | 1 Stück | L2 33535 |
| 6 cm x 20 m                           | 09886169 | 1 Stück | L2 33536 |
| 8 cm x 20 m                           | 09886175 | 1 Stück | L2 33537 |
| 10 cm x 20 m                          | 09886181 | 1 Stück | L2 33538 |
| 12 cm x 20 m                          | 09886198 | 1 Stück | L2 33539 |
| <b>weiß, lose im Karton</b>           |          |         |          |
| 6 cm x 20 m                           | 09885939 | 6 Stück | L2 33546 |
| 8 cm x 20 m                           | 09885945 | 6 Stück | L2 33547 |
| 10 cm x 20 m                          | 09885951 | 6 Stück | L2 33548 |
| <b>rot, einzeln in Faltschachtel</b>  |          |         |          |
| 6 cm x 20 m                           | 09885974 | 1 Stück | L2 33540 |
| 8 cm x 20 m                           | 09885980 | 1 Stück | L2 33541 |
| 10 cm x 20 m                          | 09885997 | 1 Stück | L2 33542 |
| <b>blau, einzeln in Faltschachtel</b> |          |         |          |
| 6 cm x 20 m                           | 09886005 | 1 Stück | L2 33543 |
| 8 cm x 20 m                           | 09886011 | 1 Stück | L2 33544 |
| 10 cm x 20 m                          | 09886028 | 1 Stück | L2 33545 |
| <b>blau, lose im Karton</b>           |          |         |          |
| 8 cm x 20 m                           | 09886063 | 6 Stück | L2 33549 |
| 10 cm x 20 m                          | 09886086 | 6 Stück | L2 33550 |