



Neopoint Einmalkanülen Standardgrößen

gehören mit Sicherheit zu den Weltbesten!

- Hergestellt von einem der führenden und weltgrößten Kanülenhersteller.
- Internationaler Farbcode, transparenter Kanülenansatz.
- Unerreicht präziser Schliff mit geringstem Trauma.
- Jede einzelne Kanüle wird durch Laser dreifach geprüft.
- In optimierter kompakter Verpackung und Peel-Pack!
- Einzeln steril im Peelpack.

VE = 100 Stück

UK = 3000 Stück

Type	Farbe	Gauge	Länge x Ø	PZN	VE	REF
Nr. 1	gelb	20G x 1 1/2	40 x 0,90 mm	00363553	100 Stück	L1 0201
Nr. 2	grün	21G x 1 1/2	40 x 0,80 mm	00363530	100 Stück	L1 0202
Nr. 12	schwarz	22G x 1 1/4	30 x 0,70 mm	00363493	100 Stück	L1 0212
Nr. 14	blau	23G x 1 1/4	30 x 0,60 mm	00363464	100 Stück	L1 0214
Nr. 16	blau	23G x 1	25 x 0,60 mm	00363435	100 Stück	L1 0216
Nr. 17	violett	24G x 1	25 x 0,55 mm	00363406	100 Stück	L1 0217
Nr. 18	braun	26G x 7/8	23 x 0,45 mm	00363369	100 Stück	L1 0218
Nr. 20	grau	27G x 3/4	20 x 0,40 mm	00363323	100 Stück	L1 0220