



Pasteurpipetten aus Kunststoff

Verhindern Bruch und Kontamination, ideal für jeden Einsatzzweck, wie z. B. Analyse, Serum oder Plasmapverteilung. Durch thermische Versiegelung der Spitze können die Pipetten auch zum Transport kleiner Probenmengen benutzt werden. In graduierter und nicht graduierter unsteriler Ausführung erhältlich. Aus Polyethylen. Auch einzeln steril als Sonderausführung lieferbar.

Länge	Volumen	Tropfen	Graduierung	Durchmesser	VE	REF
83 mm	4 ml	30 Tropfen = 1 ml	nicht graduert	2,5 mm	600 Stück	A3 134030
150 mm	4 ml	30 Tropfen = 1 ml	nicht graduert	2,5 mm	500 Stück	A3 150
150 mm	5 ml	30 Tropfen = 1 ml	graduert	5,0 mm	500 Stück	A3 151
150 mm	7 ml	26 Tropfen = 1 ml	graduert	7,8 mm	500 Stück	A3 152