



Perfusor® Spritze 50 ml, mit Aspirationskanüle - B. Braun

3teilige Spritze für Infusionspumpen.

- Aus Polypropylen
- Hochtransparenter Zylinder
- Grüne, wischfeste Graduierung, in ml zur Volumen Dosierung
- Zentrischer Luer Lock Konus
- Minimales Restvolumen und leichtgängigen Kolbenstopfen
- Mit Aspirationskanüle
- Einzeln steril verpackt

Type	PZN	VE	REF
Perfusor Spritze, 50 ml, mit Aspirationskanüle	00583906	1 Stück	I4 8728810F