



Pocket-Breezer

Die faltbare Taschenmaske, ein Sicherheitsatemspender für Lebensretter. Das Mundstück hat zwei Sicherheitsfunktionen: einen Bakterienfilter, und ein Einwegventil. Dadurch kommt es nicht zur Infektionsgefahr beim Atemspenden durch die Ventiltrennung zwischen Mundstück und Luftkissenmaske.

In sich selbst faltbare, gut anpaßbare Luftwulstmaske mit Fixierband. Jetzt noch sicherer mit zusätzlichem Filter.

Verpackt in der praktischen Lifeguard Pocket-Box mit einem Paar Vinyl-Handschuhe zum persönlichen Schutz des Retters.



Type	VE	REF
Pocket Breezer	1 Stück	N4 2050
Pocket Breezer Ersatzfilter	1 Stück	N4 2051
Pocket Breezer Ersatzventil	1 Stück	N4 2050V