



RESQ-Board

für den Einsatz bei Reanimation und der endotrachealen Intubation.

- Die anatomisch geformte Kopfmulde sorgt für die richtige Positionierung bei der Herzdruckmassage und hält den Kopf in überstreckter Position.
- Die Oberseite ist leicht angeraut, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Die glatte Unterseite ermöglicht ein rasches Unterschieben unter den Patienten.
- Das RESQ-Board ist aus robustem Polyäthylen, sehr stabil und trotzdem leicht.

Technische Daten:

Länge: 600 mm

Breite: 420 mm

Höhe: 60 mm

Max. Belastbarkeit: 150 kg

Gewicht: 2 kg

Type	VE	REF
RESQ-Board	1 Stück	N1 RB70000