



Servobox Grossmodelle

für alle Arten von Problemmüll

Neuer Deckel für Servobox Grossmodelle:

Größere Öffnung - Einfachere Bedienung - Größere Sicherheit

- Großes Loch
- Henkeldeckel - Einhandbedienung
- Vorschriftsmäßige Abstreifvorrichtung für Kanülen und Insulinspritzen
- Zwischenzeitliche und entgültige Verschlussmöglichkeit. Für den entgültigen Verschluss muss die Lasche nach unten gebogen werden, bevor diese fest in den Schlitz gedrückt wird.

Type	Volumen	Eimer	Deckel	Höhe	Ø Oben	Ø Unten	VE	REF
Mittel	5,0 Liter	schwarz	gelb	19,0 cm	23,5 cm	19,0 cm	1 Stück	I9 0125
Gross	11,3 Liter	schwarz	gelb	26,0 cm	28,0 cm	23,5 cm	1 Stück	I9 0130
Extra Gross	21,0 Liter	schwarz	gelb	40,0 cm	31,0 cm	26,0 cm	1 Stück	I9 0135