



Servocomfort Infusionsständer > 5 Fuss

- Mit 5-fach Metall-Fuß und Metallkreuz
- Mit elektrisch leitfähigen Rollen
- Höhenverstellbar mit Drehschraube
- Verchromt
- Mit Rollenfeststellern
- Deutsches Markenfabrikat, TÜV-Zeichen
- Besonders stabil und standfest

Type	VE	REF
5-Fuss, einzeln	1 Stück	G1 0101
5-Fuss, paarweise	2 Stück	G1 01
Abtropfglas, einzeln	1 Stück	G1 012