



Servoson Ultraschall-Gel

Das bewährte Ultraschall-Gel, auf Wasserbasis hergestellt. Frei von Mikroblasen, ohne Fette, ohne Formaldehyde, hautfreundlicher pH-Wert 5.6, dermatologisch getestet. Hervorragende Leitfähigkeit, akustisch einwandfreie Übertragung, antibakteriell.

Type	VE	REF
250 ml Dispenserflasche	1 Stück	H5 5250
1000 ml Dispenserflasche mit Dosieröffnung	1 Stück	H5 5150
5 Liter Cubitainer mit Schraubverschluß	1 Stück	H5 5000
5 Liter Leichtkanister, sehr preiswert, ohne Pumpe	1 Stück	H5 6000
Pumpe für Leichtkanister und Cubitainer	1 Stück	H5 6000-PUMPE