



Servotest® Kontrollurin

Für die Qualitätssicherung von allen marktüblichen Teststreifen

Ab 1. Juli 2013 fordert die RiliBÄK 2008 zwingend die Qualitätskontrolle Ihrer Teststreifenergebnisse (egal ob visuell oder per Reader).

Mit dem SERVOTEST® Kontrollurin können Sie diese Vorgaben präzise erfüllen:

- Aus humanem Urin-Standard hergestellt
- Kontrolle besteht aus Normal- und Abnormalwert-Proben
- Nach dem Öffnen des Röhrchens bis zu 3 Monaten (im Kühlschrank) verwendbar für 22 Eintauchproben
- Verwendbar für alle marktüblichen Urinteststreifen, incl. HCG und Albumin

Type	Beschreibung	PZN	VE	REF
SERVOTEST®Kontrollurin für Teststreifen	je 15 ml Eintauch-Röhrchen für Normal-/Abnormalwerte	10084104	2 x 15ml	K4 015
SERVOTEST® Kontrollurin für Teststreifen	je 5 ml Tropfflasche für Normal-/Abnormalwerte	10084096	2 x 5ml	K4 005