



TG-Fix Netzverband Lohmann & Rauscher

Großmaschiger, hochelastischer Schlauchverband; aus polyamid-umspunnen Gummi und gekräuselterm Polyamidgarn nahtlos gestrickt (71 % Polyamid, 29 % Elastodien), weiß, ohne optische Aufheller.



Type	Maße	PZN	VE	REF
gerollt				
Gr. A	4 m	00537272	1 Stück	L2 24240
Gr. B	4 m	00537289	1 Stück	L2 24241
Gr. C	4 m	00537295	1 Stück	L2 24242
Gr. D	4 m	00537303	1 Stück	L2 24243
Gr. E	4 m	00537326	1 Stück	L2 24244
gefaltet				
Gr. A	25 m	00537332	1 Stück	L2 24250
Gr. B	25 m	00537349	1 Stück	L2 24251
Gr. C	25 m	00537355	1 Stück	L2 24252
Gr. D	25 m	00537361	1 Stück	L2 24253
Gr. E	25 m	00537378	1 Stück	L2 24254