



TG Schlauchverband Lohmann & Rauscher

Ideales Schlauchmaterial zur Fixierung von Kompressen, auch zur Kompression und Extension verwendbar. TG Verbände liegen fest an ohne einzuschnüren, überall bleibt der Verband angenehm glatt.

67 % Baumwolle, 33 % Viskose, bis 120 °C sterilisierbar

Größenzuordnung:

Gr. 1 Finger und Zehen

Gr. 2 Finger und Kinderhand

Gr. 3 geschiente Finger und Kinderarm

Gr. 5 Arm, Unterschenkel, Kinderbein

Gr. 6 Beinverbände

Gr. 7 Oberschenkel, Armschienen

Gr. 9 Kopf- und Oberschenkel

Gr. 12 Oberschenkel XL, Kopf L, Kinderrumpf

Type	Farbe	Maße	PZN	VE	REF
5 m lang, gerollt					
Gr. 1	weiß	1,4 cm x 5m	01020157	1 Stück	L2 24020
Gr. 2	weiß	2,3 cm x 5m	01020192	1 Stück	L2 24021
Gr. 3	weiß	3,0 cm x 5m	01020223	1 Stück	L2 24022
Gr. 5	weiß	5,5 cm x 5m	01020252	1 Stück	L2 24023
Gr. 6	weiß	6,5 cm x 5m	01020275	1 Stück	L2 24024
Gr. 7	weiß	7,0 cm x 5m	01020298	1 Stück	L2 24025
20 m lang, gerollt					
Gr. 1	weiß	1,4 cm x 20m	01020186	1 Stück	L2 24000
Gr. 2	weiß	2,3 cm x 20m	01020217	1 Stück	L2 24001
Gr. 3	weiß	3,0 cm x 20m	01020246	1 Stück	L2 24002
Gr. 5	weiß	5,5 cm x 20m	01020269	1 Stück	L2 24003
Gr. 6	weiß	6,5 cm x 20m	01020281	1 Stück	L2 24004
Gr. 7	weiß	7,0 cm x 20m	01020306	1 Stück	L2 24005
Gr. 9	weiß	8,5 cm x 20m	01020312	1 Stück	L2 24006
Gr. 12	weiß	12 cm x 20m	01309343	1 Stück	L2 24007