



Urgoband kohäsiv

Kompressionsbinde mit kurzem Zug

Urgoband kohäsiv ist eine elastische Kurzzugbinde mit einem mikropunktuellen Latexauftrag und garantiert somit auch bei längerem Tragen einen rutschfesten Kompressionsverband. Die Binde enthält Naturkautschuklatex. Zusammensetzung: 100% Baumwolle.

Anwendungsgebiete:

bei allen akuten und chronischen venösen Erkrankungen und Stauungsödemen, nach Venenoperationen oder -verödungen, zur prä- oder postoperativen Thrombosevorsorge

Zusammensetzung:

100% Baumwolle

Weitere Eigenschaften:

luftdurchlässig, hautfreundlich, hoher Arbeitsdruck, längselastisch, resistent gegen Salben, Fette, Öle und Schweiß, webkantig

Anwendung:

Nur zum Einmalgebrauch bestimmt

Dehnbarkeit:

ca. 75%

Maße	PZN	VE	REF
gedehnte Länge zu 5 m, einzeln verpackt			
8,00 cm x 5,00 m	03844767	1 Stück	L7 510963
10,00 cm x 5,00 m	03767038	1 Stück	L7 510964