




Vasofix® Safety - B.Braun

Sicherheits-Venenverweilkanüle mit Zuspritzmöglichkeit.

Der Safety-Clip sichert die Nadelspitze sofort nach dem Herausziehen und sichert das Arbeiten nach den neuesten Richtlinien der BG. Der Sicherheitsmechanismus aktiviert sich automatisch und kann nicht umgangen werden. Die Vasofix Safety ist extrem dünnwandig, dadurch hohe Durchflussrate. Sicheres Einstechen durch speziellen Schliff und glatte Oberflächen, vier Röntgenkontraststreifen, abnehmbarer Lok-Verschlusskonus, Lok-Ansatz, farbliche Größenkennzeichnung, latexfrei.



Sortierte Abnahme

Gauge	Type	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
14 G	FEP	orange	4268210S	00199415	50 Stück	I4 4269225S
16 G	FEP	grau	4268172S	00198841	50 Stück	I4 4269179S
17 G	FEP	weiß	4268156S	00198700	50 Stück	I4 4269152S
18 G	FEP	grün / weiß	4268130S	00198605	50 Stück	I4 4269136S
18 G	FEP	grün / weiß	4268334S	00198143	50 Stück	I4 4269330S
20 G	FEP	rosa	4268113S	00198137	50 Stück	I4 4269110S
22 G	FEP	blau	4268091S	00198120	50 Stück	I4 4269098S
24 G	PUR	gelb	4269071S	05132456	50 Stück	I4 4269071S