




Vasofix® Venenverweilkanüle - B.Braun

Mit Zuspritzventil, flexibler Katheter aus FEP Teflon, sanfter, gratfreier Übergang von Katheter zu Kanüle. Mit Luer Lok-Ansatz; transparent, mit Stopfen und Röntgen-Kontrollstreifen. Einzeln steril eingeschleut. Packung = 50 Stück.



Sortierte Abnahme

Gauge	Länge x Ø	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
14 G	50 x 2,2 mm	orange	4268210	02758853	50 Stück	I4 0414
16 G	50 x 1,7 mm	grau	4268172	02758847	50 Stück	I4 0416
17 G	45 x 1,5 mm	weiß	4268156	02758830	50 Stück	I4 0417
18 G	45 x 1,3 mm	grün	4268130	02758824	50 Stück	I4 0418
18 G	33 x 1,3 mm	grün / weiß	4268334	06176013	50 Stück	I4 0419
20 G	33 x 1,1 mm	rosa	4268113	02758818	50 Stück	I4 0420
22 G	25 x 0,9 mm	blau	4268091	02758801	50 Stück	I4 0422