




Venflon™ Venenverweilkanülen - BD

Venenverweilkanülen mit Zuspritzmöglichkeit für Infusionen und Transfusionen. Flexibler Katheter aus PTFE, sanfter Übergang zwischen Katheterrohr und Kanüle, komplett mit Luer Lock-Kappe.

Einzeln steril verpackt, Packung = 50 Stück.



Sortierte Abnahme

Gauge	Länge x Ø	Farbcode	PZN	VE	REF
14 G	45 x 2,0 mm	orange	02768099	50 Stück	I4 391456
16 G	45 x 1,7 mm	grau	02768082	50 Stück	I4 391455
17 G	45 x 1,4 mm	weiß	02768076	50 Stück	I4 391454
18 G	45 x 1,2 mm	grün	02768053	50 Stück	I4 391453
18 G	32 x 1,2 mm	grün	07669597	50 Stück	I4 391467
20 G	32 x 1,0 mm	pink	02768047	50 Stück	I4 391452
22 G	25 x 0,8 mm	blau	02768030	50 Stück	I4 391451