



Venofix® A Perfusionskanülen - B.Braun

Venenpunktionskanüle mit Schlauch und Luer Lock-Ansatz. Einzeln steril verpackt.
Atraumatischer Facettenschliff. Flexible Flügel zum sicheren Fixieren. Mit Luer Lock-Stopfen.



Sortierte Abnahme

Gauge	Länge x Ø	Farbcode	Hersteller-Nr.	PZN	VE	REF
19 G	20 x 1,1 mm	beige	4056310	05039596	50 Stück	I4 2019
21 G	20 x 0,8 mm	grün	4056337	05039573	50 Stück	I4 2021
23 G	20 x 0,65 mm	blau	4056353	05039567	50 Stück	I4 2023
25 G	15 x 0,5 mm	orange	4056370	05039538	50 Stück	I4 2025
27 G	10 x 0,4 mm	grau	4056388	05039509	50 Stück	I4 2027