



Vicryl Rapide, Ethicon

resorbierbarer, geflochtener Synthetikfaden, ungefärbt, beschichtet, gute Knotengleiteigenschaften, sicherer Knotensitz, minimale Gewebereaktion und Sägewirkung, schneller Reißkraftabfall, Resorptionszeit: 35 bis 42 Tage. |Erhältliche Fadenstärken: metric 0,7 – 2,5; USP 6-0 bis 2-0.

Type	metric	USP	Länge	VE	REF
RB1-Plus, ungefärbt geflochten	1	5/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2130H
RB1-Plus, ungefärbt geflochten	1,5	4/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2140H
RB1-Plus, ungefärbt geflochten	2	3/0	0,70 m	36 Stück	I4 V2150H