



## Wing-Flo® Flügelkanülen

- Mit leicht geneigter Kanüle, um das Einführen zu erleichtern
- Optimales Innenlumen
- Sogenannte 3-K Spitze für geringstes Venentrauma
- Knickfreier Ansatzschlauch
- Luer Lock-Anschluß und Verschlusskappe
- Farbcodiert
- Besonders weiche Flügel sorgen für eine angenehme Befestigung
- Die Größen 25G und 27G sind ideal bei Kindern und Säuglingen

Einzeln steril verpackt. | Packung: 50 Stück | UK: 1000 Stück

### Sortierte Abnahme

| Gauge | Länge x Ø    | Farbcode  | PZN      | VE       | REF     |
|-------|--------------|-----------|----------|----------|---------|
| 18 G  | 19 x 1,20 mm | rosa      | 06868780 | 50 Stück | I4 0018 |
| 19 G  | 19 x 1,10 mm | elfenbein | 06868840 | 50 Stück | I4 0019 |
| 20 G  | 19 x 0,90 mm | gelb      | 06868998 | 50 Stück | I4 0020 |
| 21 G  | 19 x 0,80 mm | grün      | 06869118 | 50 Stück | I4 0021 |
| 22 G  | 19 x 0,70 mm | schwarz   | 06869124 | 50 Stück | I4 0022 |
| 23 G  | 19 x 0,60 mm | blau      | 06869147 | 50 Stück | I4 0023 |
| 25 G  | 19 x 0,50 mm | orange    | 06869153 | 50 Stück | I4 0025 |
| 27 G  | 19 x 0,40 mm | grau      | 06869176 | 50 Stück | I4 0027 |